

COPROPARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES

Código fonasa/particular	0306059								
Nombres del examen	Examen parasitológico seriado de deposiciones, PAF, Burrows								
Tiempo de respuesta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Laboratorio</th> <th style="width: 40%;">Días de procesamiento</th> <th style="width: 30%;">Plazo de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clinica Puerto Varas</td> <td>Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs</td> <td style="text-align: center;">1 día hábil</td> </tr> </tbody> </table>	Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega	Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil		
Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega							
Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil							
Preparación del paciente	Ver documento adjunto instructivo coproseriado de deposiciones								
Muestra requerida	Deposiciones de diferentes días en liquido fijador PAF								
Estabilidad de la muestra	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Muestra</th> <th style="width: 25%;">T° ambiente (20- 25 °C)</th> <th style="width: 25%;">Refrigerada (2 – 8 °C)</th> <th style="width: 25%;">Congelada (- 20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deposición con fijador PAF</td> <td style="text-align: center;">1 mes</td> <td style="text-align: center;">1 mes</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> </tr> </tbody> </table>	Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)	Deposición con fijador PAF	1 mes	1 mes	No aplica
Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)						
Deposición con fijador PAF	1 mes	1 mes	No aplica						
Método utilizado	Burrows modificado								
Intervalo de referencia	Negativo para elementos parasitarios								
Valor crítico	No aplica								
Información clínica	Las enfermedades parasitarias representan un problema médico, económico y social, afectando a todas las clases sociales, pero principalmente a los estratos socioeconómicos más bajos. La mayoría de los Enteroparásitos se pueden diagnosticar en este examen de Coproparasitologico 3 muestras de deposiciones con las técnicas de PAF (BURROWS) y/o TELEMANN, la ventaja que tienen estas técnicas es que pueden diagnosticar varios elementos parasitarios y comensales al mismo tiempo.								
Parámetros de desempeño	Sensibilidad: 90%								
Referencias	Atías A: "Enfermedades parasitarias" Series Clínicas Sociedad Médica de Santiago Publicaciones Técnicas 1988								