


FACTOR REUMATOIDEO

Código fonasa/particular	0305019												
Nombres del examen	FR, factor reumatoide												
Tiempo de respuesta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Laboratorio</th> <th>Días de procesamiento</th> <th>Plazo de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clínica Puerto Varas</td> <td>Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs</td> <td>1 día hábil</td> </tr> </tbody> </table>	Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega	Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil						
Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega											
Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil											
Preparación del paciente	No requiere preparación												
Muestra requerida	Suero  Recolectar mínimo 1 ml de sangre												
Estabilidad de la muestra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>T° ambiente (20- 25 °C)</th> <th>Refrigerada (2 – 8 °C)</th> <th>Congelada (- 20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangre total</td> <td>8 horas</td> <td>Sin información</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>Suero</td> <td>1 día</td> <td>3 días</td> <td>1 mes</td> </tr> </tbody> </table>	Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)	Sangre total	8 horas	Sin información	No aplica	Suero	1 día	3 días	1 mes
Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)										
Sangre total	8 horas	Sin información	No aplica										
Suero	1 día	3 días	1 mes										
Método utilizado	Látex												
Intervalo de referencia	No reactivo												
Valor crítico	No aplica												
Información clínica	El factor reumatoide se encuentra en suero de pacientes con Artritis Reumatoidea y son anticuerpos IgM dirigidos contra las inmunoglobulinas IgG del propio paciente. Puede aparecer en menores concentraciones en los pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmune												
Parámetros de desempeño	Sensibilidad: 100% Especificidad: 100% Limite de detección: 8 ul/mL												
Referencias	AVITEX RF, Inserto Fabricante OMEGA Diagnostic.												