


## ADENOVIRUS DEPOSICIONES

<b>Código fonasa/particular</b>	0306070										
<b>Nombres del examen</b>	Adenovirus										
<b>Tiempo de respuesta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Laboratorio</th> <th>Días de procesamiento</th> <th>Plazo de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clinica Puerto Varas</td> <td>Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs</td> <td>1 día hábil</td> </tr> </tbody> </table>			Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega	Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil		
Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega									
Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil									
<b>Preparación del paciente</b>	No requiere preparación, ver documento adjunto instructivo deposiciones frescas.										
<b>Muestra requerida</b>	 <p>Deposición fresca: en frasco limpio y seco Transportar de inmediato a laboratorio para su procesamiento</p>										
<b>Estabilidad de la muestra</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>T° ambiente (20- 25 °C)</th> <th>Refrigerada (2 – 8 °C)</th> <th>Congelada (- 20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deposición fresca</td> <td>4 horas</td> <td>3 días</td> <td>1 mes</td> </tr> </tbody> </table>			Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)	Deposición fresca	4 horas	3 días	1 mes
Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)								
Deposición fresca	4 horas	3 días	1 mes								
<b>Método utilizado</b>	Inmunocromatografía										
<b>Intervalo de referencia</b>	Negativo										
<b>Valor crítico</b>	No aplica										
<b>Información clínica</b>	Detección de Adenovirus en deposiciones. Pacientes con gastroenteritis pueden eliminar el virus en la deposición durante 1 a 14 días en los cuales puede ser detectado.										
<b>Parámetros de desempeño</b>	No aplica										
<b>Referencias</b>	UcChristus.										